



## Multisupport

Viskoelastische Schaumstoffmatratze in zwei Schichten

- Liegefläche Viskoschaum RG 80
- Unterschicht PU- Schaum RG 20
- aufgeteilt in drei Härtezonen  
Kopfbereich: medium,  
Rumpf: fest, Fuß: soft
- Fersenabsenkung
- mittleres Risiko nach Braden
- Therapiestadium II nach EPUAP
- PU- Vollbezug,
- 95° waschbar, bis 50° trockner geeignet
- schwer entflammbar
- Patientengewicht 40 - 140 kg

Artikelnr.	Bezeichnung	Info
1014927	Multisupport	90 x 198 x 14 cm



## Orthocare - Klinik

Komfortable Pflegebettmatratze in zwei Schichten

- Liegefläche PU- Schaum weich
- Unterschicht PU- Schaum fest
- Verringerung der Scherkräfte durch  
8 rhombenförmige Längseinschnitte
- PU- Vollbezug,
- 95° waschbar, bis 50° trockner geeignet
- schwer entflammbar
- Patientengewicht bis 135 kg

Artikelnr.	Bezeichnung	Info
1017114	Orthocare - Klinik	90 x 200 x 12



## Objektmatratze RG 40/50

Komfortable Objektmatratze

- Polyurethan Schaumstoff RG40 / RG 50
- Kehlschnitt zur besseren Anpassung  
des Kopfendes
- PU- Vollbezug „pur active® exklusive“
- feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv,
- Schwer entflammbar nach Crib 5,
- 95° waschbar, bis 50° trockner geeignet
- RG 40 für Patientengewicht bis 120 kg  
RG 50 für Patientengewicht bis 150 kg

Artikelnr.	Bezeichnung	Info
# 80005830	Objektmatratze RG 40	90 x 200 x 12 cm
# 80005840	Objektmatratze RG 50	90 x 200 x 12 cm

## Multisupport XXL

Viskoelastische Schaumstoffmatratze in zwei Schichten



- Liegefläche Viskoschaum RG 52
- Unterschicht PU- Schaum RG 35
- aufgeteilt in drei Härtezonen  
Kopfbereich: medium,  
Rumpf: fest, Fuß: soft
- Fersenabsenkung
- mittleres Risiko nach Braden
- Therapiestadium II nach EPUAP
- PU- Vollbezug, 95° waschbar, bis 50°  
trockner geeignet
- schwer entflammbar
- Patientengewicht 80 - 200 kg

ArtikelNr.	Bezeichnung	Info
1050658	Multisupport XXL	90 x 198 x 16 cm
1055464	Multisupport XXL	100 x 198 x 16 cm

## Clinisan - Klinik Visco

Schaumstoffmatratze in drei Schichten



- feste Bodenwanne  
mit Seitenstabilisierung
- mittleres Würfelinnenteil
- weiche Liegefläche
- hohes Risiko nach Braden
- Therapiestadium III nach EPUAP
- PU- Vollbezug,  
95° waschbar, bis 50° trocken geeignet
- schwer entflammbar
- Patientengewicht bis 150 kg

ArtikelNr.	Bezeichnung	Info
1055215	Clinisan- Klinik	90 x 198 x 14 cm

## NP 12 Matratze

„Non-powered“

Schaumstoff- Matratzensystem



- Mehrkammer- Schaum- Luftsystem  
12 Zellen
- 3-Zonen  
in den verschiedenen Körperzonen
- viskoelastischer Schaumstoff- Innenteil
- verstärkte Randzone
- mittleres Risiko nach Braden
- Therapiestadium III nach EPUAP
- Antirutschbeschichtung
- Bezug Nylon od. 4 Wege-Stretch-Bezug
- antibakteriell,
- feuchtigkeitsabweisend, reißfest
- schwer entflammbar
- Patientengewicht bis 227 kg

ArtikelNr.	Bezeichnung	Info
# 80005400	NP 12 Matratze	90 x 200 x 18 cm

Matratzen und Systeme	Empfohlenes Patientengewicht (maximal)					Empfohlenes Dekubitus Stadium			Funktion		
	120 kg	140 kg	150 kg	200 kg	270 kg	bis Stadium II	bis Stadium III	bis Stadium IV	Weich-lagerung	Low-Air-Loss	WDS
Comfort Turn ( 100 cm)					•			•		•	
Comfort Turn ( 90 cm)			•					•		•	
Platium 6000					•			•		•	
arsos®+ dexos® autoplus				•				•			•
soft air® plus autoplus			•					•			•
NP 12 Matratze (bis 227 kg)				•			•		•		
Clinisan Klinik Visco			•				•		•		
Multi Support XXL				•		•			•		
Multi Support		•				•			•		
Orthocare Klinik (bis 135 kg)	•										

## Comfort Turn

Rotierendes Low-Air-Loss Matratzensystem  
Anti-Dekubitus-Therapie bis Stadium IV (EPUAP)

- Für Patientengewichte bis 270 kg
- Kontinuierliche Seitenlagerungstherapie
- Zwei Therapiemodi
  1. Statische Luftstromtherapie (pulsierender Luftstrom)
  2. Kontinuierliche Seitenlagerung
- Einstellung „Drehen und Halten“ (turn & hold)
- Sitzfunktion zum Aufpumpen des Sitzteils  
Beim Hochstellen des Kopfteils des Bettes



Artikelnr.	Bezeichnung	Info
# 80001308	Comfort Turn	99 x 203 x 20, bis 270 kg
# 80001309	Comfort Turn	89 x 203 x 20, bis 158 kg

## Platinum 6000

Low-Air-Loss Matratzensystem  
Anti-Dekubitus-Therapie bis Stadium IV (EPUAP)

- Für Patientengewichte bis 270 kg
- Versch. Einstellungsmöglichkeiten
- Vorprogrammierte Komfort- und Therapieunterstützung
- Zwei-Kammer-Prinzip
- Schaum Sicherheitsauflage
- Transportmodus ohne Druckverlust



Artikelnr.	Bezeichnung	Info
# 80003170	Platinum 6000	89 x 203 x 20 cm, bis 270 kg
# 80003172	Platinum 6000	100 x 203 x 20 cm, bis 270 kg

## arsos@light + dexos@ autoplus

Großzelliges Wechseldruck- Matratzensystem  
Anti-Dekubitus-Therapie bis Stadium IV (EPUAP)

- Für Patientengewichte von 40 - 200 kg
- Geeignet für den Einsatz in der Schmerztherapie
- Belüftung im Drei-Kammer-Prinzip
- Statische- oder Wechseldrucklagerung
- Einfachste Bedienung durch 2 Gewichtsbereiche
- Aggregat übernimmt die Gewichtseinstellung vollautomatisch



Artikelnr.	Bezeichnung	Info
# 80003180	arsos® light + dexos® autoplus	90 x 200 x 12 cm

## soft air® plus autoplus

Großzelliges Wechseldruck- Matratzensystem  
Anti-Dekubitus-Therapie bis Stadium IV (EPUAP)

- Für Patientengewichte von 40 - 150 kg
- Geeignet für den Einsatz in der Schmerztherapie
- Belüftung im Drei-Kammer-Prinzip
- Statische- oder Wechseldrucklagerung
- Einfachste Bedienung durch 2 Gewichtsbereiche
- Aggregat übernimmt die Gewichtseinstellung vollautomatisch
- Mit integrierter Schaumstoffmatratze



Artikelnr.	Bezeichnung	Info
# 80003220	Soft air® plus autoplus	90 x 200 x 21cm + 5cm Schaumunterlage